

Epoch Multi-Volume Spectrophotometer System

2 strumenti in 1:
 ELISA READER + DNA RNA PROTEIN QUANTIFICATION

Spettrofotometro di ultima generazione
 prodotto da Biotek
 in grado di eseguire letture di DNA-RNA e proteine
 saggi colorimetrici, saggi ELISA e scansioni spettrali



- compatto e versatile
- dotato di monocromatore per la selezione della lunghezza d'onda tra 200 e 999 nm
- legge piastre da 6 a 384 pozzetti e, grazie all'innovativa piastra Take3, anche:
 - campioni a partire da 2 uL di volume (16 postazioni)
 - classiche cuvette per spettrofotometria
 - Bio-Cell™

In PROMOZIONE fino a fine MARZO 2010

